

使用全自動腹膜透析機治療的注意事項

- 一、 適用對象:使用全自動腹膜透析機治療的病人。
- 二、 使用全自動腹膜透析機治療中，不建議中途分離機器管路。
- 三、 當發生以下情形而必需中途分離機器管路時，建議處理的方式如下:

發生情形	處理方式
1. 出現身體不適，需就醫治療 	機器分離後，立即到院就醫，隔日聯繫腹膜透析護理師
2. 夜間發生停電，已超過2小時 	等恢復供電後，身上腹膜透析導管與機器管路分離後，再改為手動換液治療
3. 如廁 	1. 不建議分離管路，可將機器推至廁所外或使用活動式便盆椅 2. 若已分離管路， 不可以 再將機器舊管路接回身上的腹膜透析導管

- 四、 正確操作全自動腹膜透析機，維持良好的透析品質及減少感染的風險。



五、 資料來源：Baxter(2020)· *Homechoice Claria* 全自動腹膜透析(APD)機病人居家使用指南· 百特醫療工程部。

聯絡資訊		
義大醫院 地址:高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話:07-6150952	義大癌治療醫院 地址:高雄市燕巢區角宿里義大路21號 電話:07-6150022	義大大昌醫院 地址:高雄市三民區大昌一路305號 電話:07-6150208